



## ssGreen® RNA Gel Staining Solution, 10,000×

<http://hk.lumiprobe.com/p/ssgreen-ii-gel-stain>

ssGreen® is one of the most sensitive stains for post-electrophoresis staining of RNA and single-stranded DNA (ssDNA) in agarose or polyacrylamide gels. The fluorescence quantum yield of the ssGreen/RNA complex is more than 7× higher than that of the ethidium bromide/RNA complex. Although ssGreen is not selective for RNA staining, the dye exhibits about 1.5× greater quantum yield when bound to RNA than double-stranded DNA, which makes it unique among all nucleic acid dyes.

ssGreen staining is compatible with denaturing gels. On agarose/formaldehyde and polyacrylamide/urea gels, the sensitivity of ssGreen is slightly reduced but still superior to that of ethidium bromide. Staining agarose/formaldehyde gels with ssGreen does not interfere with transfer of RNA to filters or subsequent hybridization in Northern blot analysis as long as 0.1%–0.3% SDS is included in prehybridization and hybridization buffers.

Staining gels with ssGreen has fewer steps than those with ethidium bromide. Because the fluorescence of ssGreen/RNA complexes is not quenched by formaldehyde or urea, there is no need to wash these denaturants out of gels before staining. Also, ssGreen stain has a low intrinsic fluorescence, allowing gel viewing and photographing without preliminary removing unbound dye.



外观: 深橙色溶液

分子量: 581.52

CAS 编号: 172827-25-7

分子式: C<sub>28</sub>H<sub>28</sub>IN<sub>3</sub>OS

质量控制: 分光光度法

储存条件: 收到後 -20°C 避光保存 24 個月。運輸: 室溫最多可保存3週。乾燥。

法律声明: 本產品僅供研究目的提供和銷售。本產品並未經過食品、藥品、醫療器械、化妝品等領域的安全性和效力測試，且未經明示或暗示授權用於其他任何用途，包括但不限於體外診斷、人類或動物用途，以及商業用途。

激发/吸收极大值, 纳米: 483 (complex)

发射极大值, 纳米: 518 (complex)