

## **銅 (II)-TBTA 催化緩衝液, 1.5x (Copper(II)-TBTA catalytic buffer, 1.5x)**

<http://hk.lumiprobe.com/p/click-chemistry-buffer>

即用型點擊化學催化緩衝液 (pH 7.0), 含有銅 (II)、TBTA、醋酸三乙銨和 DMSO。緩衝液的濃度為1.5x。該試劑適用於寡核苷酸和小分子等核酸的修飾。

銅(II) 應在反應前立即還原為銅(I)。 [抗壞血酸](#)是推薦的還原劑。

---

外觀: 藍色液體

儲存條件: 儲存: 收到後+4或-20°C避光保存24個月。運輸: 室溫最多可保存3週。

法律聲明: 本產品僅供研究目的提供和銷售。本產品並未經過食品、藥品、醫療器械、化妝品等領域的安全性和效力測試, 且未經明示或暗示授權用於其他任何用途, 包括但不限於體外診斷、人類或動物用途, 以及商業用途。