

---

## 用於 qPCR 的 ROX 參考染料 (ROX reference dye for qPCR)

<http://hk.lumiprobe.com/p/rox-reference-dye>

該 ROX 制劑是用於 qPCR 擴增的被動參考染料。建議使用該染料對 qPCR 報告染料（例如 dsGreen 或 TaqMan 探針）的螢光強度進行標準化。它還可以糾正移液誤差和儀器漂移，例如燈強度輸出隨時間的變化。該染料含有 25  $\mu$ M 的羅丹明 101 參考染料，溶於 10 mM Tris-HCl (pH 8.6)、0.1 mM EDTA 和 0.01% Tween®-20 溶液中。ROX 參比染料與所有帶 ROX 通道的 qPCR 儀器兼容。大多數儀器需要終濃度 500 nM 或 50 nM 的 ROX。

---

外觀:

質量控制:

儲存條件:

法律聲明:

本產品僅供研究目的提供和銷售。本產品並未經過食品、藥品、醫療器械、化妝品等領域的安全性和效力測試，且未經明示或暗示授權用於其他任何用途，包括但不限於體外診斷、人類或動物用途，以及商業用途。

激发/吸收极大值，纳米: 570

发射极大值，纳米: 591