


## 炔基馬來酰亞胺 (Alkyne maleimide)

<http://hk.lumiprobe.com/p/alkyne-maleimide>

炔基馬來酰亞胺是一種雙功能連接試劑，可將末端炔基連接至各種含巰基的分子上，如含有半胱氨酸殘基的蛋白質。然後，通過銅催化的點擊化學反應，炔基可以與各種疊氮化物結合。



外观:

质谱 M+ 增量: 234.1

分子量: 234.25

分子式: C<sub>12</sub>H<sub>14</sub>N<sub>2</sub>O<sub>3</sub>

溶解度:

质量控制:

储存条件:

法律声明: 本產品僅供研究目的提供和銷售。本產品並未經過食品、藥品、醫療器械、化妝品等領域的安全性和效力測試，且未經明示或暗示授權用於其他任何用途，包括但不限於體外診斷、人類或動物用途，以及商業用途。