


## Alkyne-PEG3-OH

<http://hk.lumiprobe.com/p/alkyne-peg3-oh-208827-90-1>

Alkyne PEG3 OH (mono-propargyl triethylene glycol) is a bifunctional PEG3 based linker with both an alkyne and an OH group. It can be used to add alkyne groups to various molecules for subsequent Click chemistry applications.



外观:

分子量: 188.22

CAS 编号: 208827-90-1

分子式: C<sub>9</sub>H<sub>16</sub>O<sub>4</sub>

IUPAC 名称: 2-[2-(2-prop-2-ynoxyethoxy)ethoxy]ethanol, 3,6,9-trioxadodecyne-11-ol-1

溶解度:

质量控制:

储存条件:

法律声明: 本產品僅供研究目的提供和銷售。本產品並未經過食品、藥品、醫療器械、化妝品等領域的安全性和效力測試，且未經明示或暗示授權用於其他任何用途，包括但不限於體外診斷、人類或動物用途，以及商業用途。