


## 抗壞血酸 (Ascorbic acid)

<http://hk.lumiprobe.com/p/ascorbic-acid>

抗壞血酸推薦將 copper(II) 還原為用於催化點擊反應的活性copper(I)形式。



外观: 無色固體

分子量: 176.12

CAS 编号: 50-81-7

分子式: C<sub>6</sub>H<sub>8</sub>O<sub>6</sub>

溶解度: 水性好

质量控制: 功能測試

储存条件: 儲存: -20°C收到後24個月。運輸: 室溫最多可保存3週。乾燥。

法律声明: 本產品僅供研究目的提供和銷售。本產品並未經過食品、藥品、醫療器械、化妝品等領域的安全性和效力測試, 且未經明示或暗示授權用於其他任何用途, 包括但不限於體外診斷、人類或動物用途, 以及商業用途。