



## BDP® 505/515 lipid stain

<http://hk.lumiprobe.com/p/bdp-505-515-lipid-stain>

BDP 505/515 is a borondipyrromethene fluorescent staining dye for lipid membranes. It is very bright and possesses excellent stability under excitation irradiation.



外观:

分子量: 248.08

CAS 编号: 21658-70-8

分子式: C<sub>13</sub>H<sub>15</sub>N<sub>2</sub>BF<sub>2</sub>

溶解度:

质量控制:

储存条件:

法律声明:

本產品僅供研究目的提供和銷售。本產品並未經過食品、藥品、醫療器械、化妝品等領域的安全性和效力測試，且未經明示或暗示授權用於其他任何用途，包括但不限於體外診斷、人類或動物用途，以及商業用途。

激发/吸收极大值, 纳米: 502

发射极大值, 纳米: 512