



BDP TR hydrazide

<http://hk.lumiprobe.com/p/bdp-tr-hydrazide>

BDP TR is a borondipyrromethene (BODIPY®) dye for ROX channel. This compound is a hydrazide reactive derivative that can be used for the labeling of aldehydes and ketones with BDP TR.



外观:

质谱 M+ 增量: 419.1
分子量: 474.72
分子式: C₂₁H₁₈N₄BClF₂O₂S
溶解度:
质量控制:
储存条件:
法律声明:

本產品僅供研究目的提供和銷售。本產品並未經過食品、藥品、醫療器械、化妝品等領域的安全性和效力測試，且未經明示或暗示授權用於其他任何用途，包括但不限於體外診斷、人類或動物用途，以及商業用途。

激发/吸收极大值, 纳米: 589
ε, 摩尔吸光系数, cm⁻¹: 69000
发射极大值, 纳米: 616
荧光量子产率: 0.9
CF₂₆₀: 0.15
CF₂₈₀: 0.19