



## BDP® TR hydrazide

<http://hk.lumiprobe.com/p/bdp-tr-hydrazide>

BDP TR is a borondipyrromethene dye for ROX channel. This compound is a hydrazide reactive derivative that can be used for the labeling of aldehydes and ketones with BDP TR.



外观:

质谱 M+ 增量: 419.1  
分子量: 474.72  
分子式: C<sub>21</sub>H<sub>18</sub>N<sub>4</sub>BClF<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S  
溶解度:  
质量控制:  
储存条件:  
法律声明:

本產品僅供研究目的提供和銷售。本產品並未經過食品、藥品、醫療器械、化妝品等領域的安全性和效力測試，且未經明示或暗示授權用於其他任何用途，包括但不限於體外診斷、人類或動物用途，以及商業用途。

激发/吸收极大值, 纳米: 589  
ε, 摩尔吸光系数, cm<sup>-1</sup>: 69000  
发射极大值, 纳米: 616  
荧光量子产率: 0.9  
CF<sub>260</sub>: 0.15  
CF<sub>280</sub>: 0.19