



BDP® TR hydrazide

<http://hk.lumiprobe.com/p/bdp-tr-hydrazide>

BDP TR is a borondipyrromethene dye for ROX channel. This compound is a hydrazide reactive derivative that can be used for the labeling of aldehydes and ketones with BDP TR.



外观:

质谱 M+ 增量: 419.1
分子量: 474.72
分子式: $C_{21}H_{18}N_4BClF_2O_2S$
溶解度:
质量控制:
储存条件:
法律声明:

本產品僅供研究目的提供和銷售。本產品並未經過食品、藥品、醫療器械、化妝品等領域的安全性和效力測試，且未經明示或暗示授權用於其他任何用途，包括但不限於體外診斷、人類或動物用途，以及商業用途。

激发/吸收极大值, 纳米: 589
 ϵ , 摩尔吸光系数, cm^{-1} : 69000
发射极大值, 纳米: 616
荧光量子产率: 0.9
 CF_{260} : 0.15
 CF_{280} : 0.19