



BDP® TR tetrazine

<http://hk.lumiprobe.com/p/bdp-tr-tetrazine>

BDP TR dye tetrazine derivative for TCO ligation reaction with cycloalkenes. BDP TR is an excellently bright multi-purpose borondipyrromethene dye for the ROX channel.



外观:

质谱 M+ 增量: 577.2

分子量: 607.44

分子式: $C_{31}H_{24}N_7BF_2O_2S$

溶解度:

质量控制:

储存条件:

法律声明:

本產品僅供研究目的提供和銷售。本產品並未經過食品、藥品、醫療器械、化妝品等領域的安全性和效力測試，且未經明示或暗示授權用於其他任何用途，包括但不限於體外診斷、人類或動物用途，以及商業用途。

激发/吸收极大值, 纳米: 589

ϵ , 摩尔吸光系数, cm^{-1} : 60000

发射极大值, 纳米: 616

荧光量子产率: 0.9

CF₂₆₀: 0.15

CF₂₈₀: 0.19