


(C5DC) Glutaryl-L-carnitine-d6

<http://hk.lumiprobe.com/p/c5dc-glutaryl-l-carnitine-d6>

Glutaryl-L-carnitine-d6 — deuterated acylcarnitine can be used to quantify its physiological counterpart in a variety of biological samples using mass spectrometry to study metabolic profiles and monitor the function of associated enzymes.



外观: 白色固體

分子量: 317.80

分子式: $C_{12}H_{16}D_6ClNO_6$

溶解度: DMF、DMSO、乙醇

质量控制: NMR 1H 和 HPLC-MS (95+ %, D: 98+ %)

储存条件: 收到後 $-20^{\circ}C$ 避光保存 24 個月。運輸: 室溫最多可保存3週。乾燥。

法律声明: 本產品僅供研究目的提供和銷售。本產品並未經過食品、藥品、醫療器械、化妝品等領域的安全性和效力測試, 且未經明示或暗示授權用於其他任何用途, 包括但不限於體外診斷、人類或動物用途, 以及商業用途。