


銅(II)-TBTA絡合物 (Copper(II)-TBTA complex)

<http://hk.lumiprobe.com/p/copper-tbta-complex>

我們推薦的催化劑的組分之一，用於使用銅催化的點擊反應將疊氮化物與炔烴綴合。該非活性絡合物是穩定的，在55% DMSO制備的 10 mM CuSO₄~的溶液中含有二價銅 (II)。

當 Cu(II)-TBTA 用還原劑（例如[抗壞血酸](#)）處理時，具有催化活性的一價銅 (I)絡合物形成。



外观: 藍色溶液

分子量: 690.23

分子式: C₃₀H₃₀CuN₁₀O₄S

质量控制: 功能測試（點擊化學）

儲存条件: 儲存: 收到後-20°C避光保存24個月。運輸: 室溫最多可保存3週。

法律声明: 本產品僅供研究目的提供和銷售。本產品並未經過食品、藥品、醫療器械、化妝品等領域的安全性和效力測試，且未經明示或暗示授權用於其他任何用途，包括但不限於體外診斷、人類或動物用途，以及商業用途。