


## D,L-Arginine-d3

<http://hk.lumiprobe.com/p/d-l-arginine-d3>

D,L-Arginine-2,3,3-d3 hydrochloride is a stable isotope-labeled derivative of an amino acid L-arginine. D,L-Arginine-d3 is intended for use as an internal standard for the quantification of L-arginine by Tandem mass spectrometry (MS-MS) combined with UPLC, HPLC or GC.



外观: 白色固體

分子量: 213.68

分子式:  $C_6H_{12}D_3ClN_4O_2$

溶解度:

质量控制: NMR  $^1H$  和 HPLC-MS (95+%, D: 98+%)

储存条件: 收到後  $-20^{\circ}C$  避光保存 24 個月。運輸: 室溫最多可保存3週。乾燥。

法律声明: 本產品僅供研究目的提供和銷售。本產品並未經過食品、藥品、醫療器械、化妝品等領域的安全性和效力測試, 且未經明示或暗示授權用於其他任何用途, 包括但不限於體外診斷、人類或動物用途, 以及商業用途。