


## D,L-精氨酸-d3 (D,L-Arginine-d3)

<http://hk.lumiprobe.com/p/d-l-arginine-d3>

D,L-精氨酸-2,3,3-d3 鹽酸鹽是一種穩定同位素標記的 L-精氨酸衍生物。D,L-精氨酸-d3 擬作為串聯質譜 (MS-MS) 結合 UPLC、HPLC 或 GC 定量 L-精氨酸的內標。



外观: 白色固體

分子量: 213.68

分子式: C<sub>6</sub>H<sub>12</sub>D<sub>3</sub>ClN<sub>4</sub>O<sub>2</sub>

溶解度: 在水裡

质量控制: NMR <sup>1</sup>H 和 HPLC-MS (95+%, D: 98+%)

储存条件: 收到後 -20°C 避光保存 24 個月。運輸: 室溫最多可保存3週。乾燥。

法律声明: 本產品僅供研究目的提供和銷售。本產品並未經過食品、藥品、醫療器械、化妝品等領域的安全性和效力測試, 且未經明示或暗示授權用於其他任何用途, 包括但不限於體外診斷、人類或動物用途, 以及商業用途。