


DBCO-TEG亞磷醯胺 (DBCO-TEG-phosphoramidite)

<http://hk.lumiprobe.com/p/dbco-teg-phosphoramidite>

具有三乙二醇間隔臂的 DBCO-PEG4-亞磷醯胺，用於合成 5' 端帶有二苯並環辛炔 (DBCO) 的寡核苷酸。DBCO 修飾的寡核苷酸可通過無銅點擊化學與疊氮化物偶聯。



外观:

分子量: 708.84

CAS 编号: 1527468-08-1

分子式: $C_{38}H_{53}N_4O_7P$

溶解度:

质量控制: NMR 1H 和 ^{31}P (95%)

储存条件: 收到後 $-20^{\circ}C$ 避光保存 12 個月。運輸: 室溫最多可保存3週。乾燥。

法律声明: 本產品僅供研究目的提供和銷售。本產品並未經過食品、藥品、醫療器械、化妝品等領域的安全性和效力測試，且未經明示或暗示授權用於其他任何用途，包括但不限於體外診斷、人類或動物用途，以及商業用途。

稀释剂:

偶联条件:

切割条件: