



dsGreen® 用於實時定量PCR, 100× (dsGreen® for Real-Time PCR, 100×)

<http://hk.lumiprobe.com/p/dsgreen-realtime-pcr>

dsGreen® 是一種非常靈敏的雙鏈 DNA 檢測染料。dsGreen 的高靈敏度和高選擇性使得dsGreen可作為 qPCR 的通用 dsDNA 檢測試劑。用dsGreen染料, 無需使用標記探針來檢測擴增, 用未標記引物即可。

與 Lumiprobe公司提供的用於凝膠染色的 dsGreen 其他製劑不同, 該製劑專門設計用於實時熒光定量PCR 實驗。具體特徵為:

1. 染料濃度針對 qPCR 進行了優化, 並經過仔細調整, 以獲得批次之間的可重複結果
2. PCR 測試製劑 - 質量有保證
3. 低熒光背景-高熒光強度增益



外觀:	淺橙色溶液
質量控制:	NMR ¹ H、HPLC-MS (95%)、PCR 檢測
儲存條件:	儲存: 收到後-20°C避光保存24個月。運輸: 室溫最多可保存3週。避免長時間暴露在光線下。
法律聲明:	本產品僅供研究目的提供和銷售。本產品並未經過食品、藥品、醫療器械、化妝品等領域的安全性和效力測試, 且未經明示或暗示授權用於其他任何用途, 包括但不限於體外診斷、人類或動物用途, 以及商業用途。

激发/吸收极大值, 纳米: 490
 ϵ , 摩尔吸光系数, cm^{-1} : 73000
 发射极大值, 纳米: 524
 荧光量子产率: 0,8