



## FAM 炔烴, 5-異構體 (FAM alkyne, 5-isomer)

<http://hk.lumiprobe.com/p/fam-alkyne-5>

用於銅催化點擊化學的 FAM (螢光素) 炔烴, 高純度 (97+%) 5-異構體。該化合物具有顯著的水溶性。



外观: 黄色固体  
分子量: 413.38  
CAS 编号: 510758-19-7  
分子式:  $C_{24}H_{15}O_6N$

溶解度:  
质量控制:  
储存条件:  
法律声明:

儲存: 收到後-20°C避光保存24個月。運輸: 室溫最多可保存3週。避免長時間暴露在光線下。

本產品僅供研究目的提供和銷售。本產品並未經過食品、藥品、醫療器械、化妝品等領域的安全性和效力測試, 且未經明示或暗示授權用於其他任何用途, 包括但不限於體外診斷、人類或動物用途, 以及商業用途。

激发/吸收极大值, 纳米: 492  
 $\epsilon$ , 摩尔吸光系数,  $cm^{-1}$ : 74000  
发射极大值, 纳米: 517  
荧光量子产率: 0.93  
 $CF_{260}$ : 0.22  
 $CF_{280}$ : 0.17