


## (C6) Hexanoyl-L-carnitine-d3

<http://hk.lumiprobe.com/p/hexanoyl-l-carnitine-d3>

(C6) Hexanoyl-L-carnitine-d3 is a derivative of the L-isomer of hexanoylcarnitine, in which three hydrogen atoms in the N-methyl group are replaced by deuterium, which allows it to be used as an internal standard for quantitative research.



外观: 白色固體

分子量: 298.83

CAS 编号: 2483831-95-2

分子式:  $C_{13}H_{23}D_3ClNO_4$

溶解度: DMF、DMSO、乙醇

质量控制: NMR  $^1H$  和 HPLC-MS (95+ %, D: 98+ %)

储存条件: 收到後  $-20^{\circ}C$  避光保存 24 個月。運輸: 室溫最多可保存3週。乾燥。

法律声明: 本產品僅供研究目的提供和銷售。本產品並未經過食品、藥品、醫療器械、化妝品等領域的安全性和效力測試, 且未經明示或暗示授權用於其他任何用途, 包括但不限於體外診斷、人類或動物用途, 以及商業用途。