


## L-精氨酸 (L-Arginine)

<http://hk.lumiprobe.com/p/l-arginine>

L-精氨酸, 或2-氨基-5-胍戊酸, 刺激體內垂體, 增加生長激素的分泌, 阻斷生長抑制素的作用。精氨酸是內源性一氧化氮的前體, 由血管內皮細胞合成。



外观: 白色固體

分子量: 174.20

CAS 编号: 74-79-3

分子式:  $C_6H_{14}N_4O_2$

溶解度: 在水中

质量控制: NMR  $^1H$  和 HPLC-MS (95+%)

储存条件: 收到後  $-20^{\circ}C$  避光保存 24 個月。運輸: 室溫最多可保存3週。乾燥。

法律声明: 本產品僅供研究目的提供和銷售。本產品並未經過食品、藥品、醫療器械、化妝品等領域的安全性和效力測試, 且未經明示或暗示授權用於其他任何用途, 包括但不限於體外診斷、人類或動物用途, 以及商業用途。