


## L-亮氨酸-d3 (L-Leucine-d3)

<http://hk.lumiprobe.com/p/l-leucine-d3>

L-亮氨酸-5,5,5-d3 是一種穩定同位素標記的氨基酸 L-亮氨酸, 用於蛋白質的質譜 (MS) 定量測定和作為代謝研究中的示蹤劑。



外观: 白色粉末

分子量: 134.19

CAS 编号: 87828-86-2

分子式:  $C_6H_{10}D_3NO_2$

IUPAC 名称: (2S)-2-amino-5,5,5-trideuterio-4-methylpentanoic acid

溶解度: 在水裡

质量控制: NMR  $^1H$  和 HPLC-MS (95+%)

储存条件: 收到後 -20°C 避光保存 24 個月。運輸: 室溫最多可保存3週。乾燥。

法律声明: 本產品僅供研究目的提供和銷售。本產品並未經過食品、藥品、醫療器械、化妝品等領域的安全性和效力測試, 且未經明示或暗示授權用於其他任何用途, 包括但不限於體外診斷、人類或動物用途, 以及商業用途。