


## L-蛋氨酸 (硫甲基-d3) [L-Methionine (S-methyl-d3)]

<http://hk.lumiprobe.com/p/l-methionine-s-methyl-d3>

L-蛋氨酸 (S-methyl-d3) 是氘標記的氨基酸, 其標記用於 NMR, 和用於蛋白質、多肽結構及動力學的研究。



外观: 白色粉末

分子量: 152.23

CAS 编号: 13010-53-2

分子式: C<sub>5</sub>H<sub>8</sub>D<sub>3</sub>NO<sub>2</sub>S

IUPAC 名称: (2S)-2-amino-4-(trideuteriomethylsulfanyl)butanoic acid

溶解度: 在水裡

质量控制: NMR <sup>1</sup>H 和 HPLC-MS (95+%, D: 98+%)

储存条件: 收到後 -20°C 避光保存 24 個月。運輸: 室溫最多可保存3週。乾燥。

法律声明: 本產品僅供研究目的提供和銷售。本產品並未經過食品、藥品、醫療器械、化妝品等領域的安全性和效力測試, 且未經明示或暗示授權用於其他任何用途, 包括但不限於體外診斷、人類或動物用途, 以及商業用途。