


## L-鳥氨酸-d2 (L-Ornithine-d2)

<http://hk.lumiprobe.com/p/l-ornithine-d2>

L-鳥氨酸-d2 是氘標記的氨基酸 L-鳥氨酸。氫等穩定重同位素可作為示蹤劑用於藥代動力學和代謝應用中的定量標記。



外观: 白色固體

分子量: 134.18

分子式: C<sub>5</sub>H<sub>10</sub>D<sub>2</sub>N<sub>2</sub>O<sub>2</sub>

溶解度: 在水裡

质量控制: NMR <sup>1</sup>H 和 HPLC-MS (95+%, D: 98+%)

儲存条件: 收到後 -20°C 避光保存 24 個月。運輸: 室溫最多可保存3週。乾燥。

法律声明: 本產品僅供研究目的提供和銷售。本產品並未經過食品、藥品、醫療器械、化妝品等領域的安全性和效力測試, 且未經明示或暗示授權用於其他任何用途, 包括但不限於體外診斷、人類或動物用途, 以及商業用途。