


## L-苯丙氨酸 (環-d5) [L-Phenylalanine (ring-d5)]

<http://hk.lumiprobe.com/p/l-phenylalanine-ring-d5>

L-Phenylalanine-d5 是含穩定同位素的苯丙氨酸, 可通過 NMR 分析方法研究代謝效應和蛋白質表達。



外观: 白色粉末

分子量: 170.22

CAS 编号: 56253-90-8

分子式: C<sub>9</sub>H<sub>6</sub>D<sub>5</sub>NO<sub>2</sub>

溶解度: 在水裡

质量控制: NMR <sup>1</sup>H 和 HPLC-MS (95+%, D: 98+%)

储存条件: 收到後 -20°C 避光保存 24 個月。運輸: 室溫最多可保存3週。乾燥。

法律声明: 本產品僅供研究目的提供和銷售。本產品並未經過食品、藥品、醫療器械、化妝品等領域的安全性和效力測試, 且未經明示或暗示授權用於其他任何用途, 包括但不限於體外診斷、人類或動物用途, 以及商業用途。