


## L-酪氨酸 (環-d4) [L-Tyrosine (ring-d4)]

<http://hk.lumiprobe.com/p/l-tyrosine-ring-d4>

L-酪氨酸-(苯基-d4) 是一種穩定同位素標記的芳香族氨基酸, L-酪氨酸。

帶有苯環的氨基酸, 其中苯環上的四個氫原子被氘取代。



外观: 白色粉末

分子量: 185.21

CAS 编号: 62595-14-6

分子式:  $C_9H_7D_4NO_3$

溶解度: 在水裡

质量控制: NMR  $^1H$  和 HPLC-MS (95+%, D: 98+%)

储存条件: 收到後  $-20^{\circ}C$  避光保存 24 個月。運輸: 室溫最多可保存3週。乾燥。

法律声明: 本產品僅供研究目的提供和銷售。本產品並未經過食品、藥品、醫療器械、化妝品等領域的安全性和效力測試, 且未經明示或暗示授權用於其他任何用途, 包括但不限於體外診斷、人類或動物用途, 以及商業用途。