


## L-Tyrosine (ring-d4)

<http://hk.lumiprobe.com/p/l-tyrosine-ring-d4>

L-Tyrosine-(phenyl-d4) is one of the labeled with stable isotopes of an aromatic amino acid, L-tyrosine.

Amino acid with a phenyl ring, in which four hydrogen atoms on the benzene ring are replaced by deuterium.



外观: 白色粉末

分子量: 185.21

CAS 编号: 62595-14-6

分子式: C<sub>9</sub>H<sub>7</sub>D<sub>4</sub>NO<sub>3</sub>

溶解度:

质量控制: NMR <sup>1</sup>H 和 HPLC-MS (95+%, D: 98+%)

储存条件: 收到後 -20°C 避光保存 24 個月。運輸: 室溫最多可保存3週。乾燥。

法律声明: 本產品僅供研究目的提供和銷售。本產品並未經過食品、藥品、醫療器械、化妝品等領域的安全性和效力測試, 且未經明示或暗示授權用於其他任何用途, 包括但不限於體外診斷、人類或動物用途, 以及商業用途。