


## Azide-PEG3-azide

<http://hk.lumiprobe.com/p/peg3-diazide-59559-06-7>

PEG3 (triethylene glycol) diazide (1,8-diazido-3,6-dioxaoctane) is a symmetrical bifunctional crosslinker bearing two azide groups.



外观:

分子量: 200.2

CAS 编号: 59559-06-7

分子式: C<sub>6</sub>H<sub>12</sub>N<sub>6</sub>O<sub>2</sub>

IUPAC 名称: 1,8-diazido-3,6-dioxaoctane, 1,2-bis(2-azidoethoxy)ethane

溶解度:

质量控制:

储存条件:

法律声明: 本產品僅供研究目的提供和銷售。本產品並未經過食品、藥品、醫療器械、化妝品等領域的安全性和效力測試, 且未經明示或暗示授權用於其他任何用途, 包括但不限於體外診斷、人類或動物用途, 以及商業用途。