



## 疊氮化芘2 (Pyrene azide 2)

<http://hk.lumiprobe.com/p/pyrene-azide-2>

這種芘疊氮化物是帶有PEG3 連接體的芘乙酸衍生物。

還有[較短連接子的芘疊氮化物](#)。詳細的螢光基團描述可以在這裡找到。



外观:	淡黄色固体
分子量:	416.47
CAS 编号:	1807512-45-3
分子式:	C <sub>24</sub> H <sub>24</sub> N <sub>4</sub> O <sub>3</sub>
溶解度:	在氯仿、二氯甲烷中溶解度良好, 在 DMSO、DMF、乙腈中溶解度适中
质量控制:	NMR <sup>1</sup> H (95%)
储存条件:	儲存: 收到後-20°C避光保存24個月。運輸: 室溫最多可保存3週。避免長時間暴露在光線下。
法律声明:	本產品僅供研究目的提供和銷售。本產品並未經過食品、藥品、醫療器械、化妝品等領域的安全性和效力測試, 且未經明示或暗示授權用於其他任何用途, 包括但不限於體外診斷、人類或動物用途, 以及商業用途。

激发/吸收极大值, 纳米: 343; 326; 313; 276; 265; 242; 234

发射极大值, 纳米: 377; 397