



## 芘丁酸 (Pyrenebutyric acid)

<http://hk.lumiprobe.com/p/pyrenebutyric-carboxylic-acid>

芘基丁酸是具有游離羧酸官能團的芘衍生物。該試劑可作為其他活性芘衍生物實驗的對照，例如芘 NHS 酯和芘疊氮化物。羧酸官能團功能可以通過碳二亞胺和其他活化劑來活化。



外观:	灰白色固體
分子量:	288.34
CAS 编号:	3443-45-6
分子式:	C <sub>20</sub> H <sub>16</sub> O <sub>2</sub>
溶解度:	
质量控制:	NMR <sup>1</sup> H, HPLC-MS (95%)
储存条件:	儲存: 收到後-20°C避光保存24個月。運輸: 室溫最多可保存3週。避免長時間暴露在光線下。
法律声明:	本產品僅供研究目的提供和銷售。本產品並未經過食品、藥品、醫療器械、化妝品等領域的安全性和效力測試，且未經明示或暗示授權用於其他任何用途，包括但不限於體外診斷、人類或動物用途，以及商業用途。

激发/吸收极大值, 纳米: 343; 326; 313; 276; 265; 242; 234

发射极大值, 纳米: 377; 397