
QuDye® dsDNA BR 試劑, 200× (QuDye® dsDNA BR Reagent, 200×)

<http://hk.lumiprobe.com/p/qu dye-dsdna-br-reagent>

QuDye® dsDNA BR 試劑對 dsDNA 的選擇性高於 ssDNA、RNA、游離核苷酸或蛋白質。200× 配方也是核酸定量 [QuDye dsDNA BR Assay Kit](#) 的一個組成部分, 適用於所有流行的 dsDNA 樣品檢測儀。

外观: 紅橙色液體

质量控制: NMR ¹H, HPLC-MS (95%)

儲存条件: 儲存: 收到後-20°C避光保存12個月。運輸: 室溫最多可保存3週。避免長時間暴露在光線下。乾燥。

法律声明: 本產品僅供研究目的提供和銷售。本產品並未經過食品、藥品、醫療器械、化妝品等領域的安全性和效力測試, 且未經明示或暗示授權用於其他任何用途, 包括但不限於體外診斷、人類或動物用途, 以及商業用途。