

## 隨機(dN)10引物 [Random(dN)10 primer]

<http://hk.lumiprobe.com/p/random-dn-10-decamer>

隨機引物或隨機序列寡核苷酸可用作通過逆轉錄和逆轉錄PCR (RT-PCR)技術合成cDNA的通用引物。常用的寡核苷酸之一。

---

外觀: 透明膜

儲存條件: 收到後 -20°C 避光保存 24 個月。運輸: 室溫最多可保存3週。乾燥。

法律聲明: 本產品僅供研究目的提供和銷售。本產品並未經過食品、藥品、醫療器械、化妝品等領域的安全性和效力測試, 且未經明示或暗示授權用於其他任何用途, 包括但不限於體外診斷、人類或動物用途, 以及商業用途。