



磺基-Cyanine3胺 (sulfo-Cyanine3 amine)

<http://hk.lumiprobe.com/p/sulfo-cy3-amine>

一種帶有氨基的水溶性染料，可用於與親電子試劑偶聯和酶促轉氨標記。

sulfo-Cyanine3 是 Cy3® 的磺化類似物，與各種螢光測量設備相容。該染料具有較高的光穩定性。它也很容易被肉眼察覺。



| | |
|-----------|--|
| 外观: | 深紅色固體 |
| 分子量: | 714.94 |
| CAS 编号: | 2183440-43-7 |
| 分子式: | C ₃₆ H ₅₀ N ₄ O ₇ S ₂ |
| IUPAC 名称: | 3H-Indolium, 1-[6-[(6-aminohexyl)amino]-6-oxohexyl]-2-[3-(1,3-dihydro-1,3,3-trimethyl-5-sulfo-2H-indol-2-ylidene)-1-propen-1-yl]-3,3-dimethyl-5-sulfo-, inner salt |
| 溶解度: | |
| 质量控制: | NMR ¹ H, HPLC-MS (95%) |
| 储存条件: | 儲存: 收到後-20°C避光保存24個月。運輸: 室溫最多可保存3週。避免長時間暴露在光線下。乾燥。 |
| 法律声明: | 本產品僅供研究目的提供和銷售。本產品並未經過食品、藥品、醫療器械、化妝品等領域的安全性和效力測試，且未經明示或暗示授權用於其他任何用途，包括但不限於體外診斷、人類或動物用途，以及商業用途。 |

激发/吸收极大值, 纳米: 548

ε, 摩尔吸光系数, cm⁻¹: 162000

发射极大值, 纳米: 563

荧光量子产率: 0.1

CF₂₆₀: 0.03

CF₂₈₀: 0.06