



sulfo-Cyanine7 bis-NHS ester

<http://hk.lumiprobe.com/p/sulfo-cy7-bis-nhs-ester>

sulfo-Cyanine7 bis-NHS ester is a water-soluble, bifunctional cross-linker containing a core of near-infrared, water-soluble sulfo-Cyanine7, and two amine-reactive NHS ester groups.



外观:

分子量: 1041.23

分子式: C₅₀H₅₇N₄KO₁₄S₂

溶解度:

质量控制:

储存条件:

法律声明:

本產品僅供研究目的提供和銷售。本產品並未經過食品、藥品、醫療器械、化妝品等領域的安全性和效力測試，且未經明示或暗示授權用於其他任何用途，包括但不限於體外診斷、人類或動物用途，以及商業用途。

激发/吸收极大值, 纳米: 750

ε, 摩尔吸光系数, cm⁻¹: 240600

发射极大值, 纳米: 773

荧光量子产率: 0.24

CF₂₆₀: 0.04

CF₂₈₀: 0.04