



## 磺基-Cyanine7.5 羧酸

<http://hk.lumiprobe.com/p/sulfo-cy75-carboxylic-acid>

sulfo-Cyanine7.5 是一種水溶性近紅外熒光染料。該染料的結構與吲哚菁綠 (ICG) 相似，但它包含剛性三甲川連接基，增加了其熒光量子產率。該熒光團可用於近紅外成像。磺基-Cyanine7.5 羧酸含有遊離羧基。



外观:

分子量: 1083.41

分子式:  $C_{45}H_{45}K_3N_2O_{14}S_4$

溶解度:

质量控制:

储存条件:

激发/吸收极大值, 纳米: 778

$\epsilon$ , 摩尔吸光系数,  $cm^{-1}$ : 222000

发射极大值, 纳米: 797

荧光量子产率: 0.21

$CF_{260}$ : 0.09

$CF_{280}$ : 0.09