


THPTA配體

<http://hk.lumiprobe.com/p/thpta-ligand>

THPTA 配體（三羥丙基三唑基甲胺）是一種用於水相銅催化點擊化學反應的三唑配體。該試劑具有很好的水溶性。當不需要有機共溶劑存在時，它對蛋白質（包括抗體）的點擊化學標記和偶聯特別有用。



外观: 灰白色固體

分子量: 434.5

CAS 编号: 760952-88-3

分子式: $C_{18}H_{30}N_{10}O_3$

IUPAC 名称: 3-[4-[[bis[[1-(3-hydroxypropyl)triazol-4-yl]methyl]amino]methyl]triazol-1-yl]propan-1-ol

溶解度: 適合水、DMF、DMSO

质量控制: NMR 1H , HPLC-MS (95%)

储存条件: 儲存: 收到後-20°C避光保存24個月。運輸: 室溫最多可保存3週。