


炔基酪胺 (Alkyne tyramide)

<http://hk.lumiprobe.com/p/tyramide-alkyne>

炔基酪胺是一種含有酪胺和炔基殘基的雙功能分子。它是一種可用於酪胺信號放大 (TSA) 及後續銅催化叢氮-炔環加成反應 (CuAAC) 點擊反應的替代標記底物。它也是一種可點擊的抗壞血酸過氧化物酶2 (APEX2) 探針, 可實現標記蛋白的無生物素檢測。



外观: 米色粉

分子量: 231.29

CAS 编号: 2230051-33-7

分子式: $C_{14}H_{17}NO_2$

溶解度: DMSO, 乙醇

质量控制: NMR 1H 和HPLC-MS (95+%)

储存条件: 接收後24個月在黑暗中-20°C。運輸: 在室溫下最多3週。乾燥。

法律声明: 本產品僅供研究目的提供和銷售。本產品並未經過食品、藥品、醫療器械、化妝品等領域的安全性和效力測試, 且未經明示或暗示授權用於其他任何用途, 包括但不限於體外診斷、人類或動物用途, 以及商業用途。